

# Great Lakes NOLA Protraction Headgear



## Face Mask Headgear

300-306 Lille  
300-307 Stor



## Hickham Headgear

300-308 Lille  
300-309 Stor

BESTILLINGSOPLYSNINGER BAGPÅ ►

## NOLA Protraction Headgear fordele:

- NOLA Face Mask Headgear er nem at montere og har en behagelig hovedbøjle.
- Hickham Headgear er behagelig under søvn, og forhindrer ikke underkæbebevægelse, samt også ideel til brug om dagen.
- NOLA Protraction Headgear er designet til at bringe individuelle tænder, grupper af tænder, eller hele buer fremad. Hovedbøjlen er fuldt justerbar og har to størrelser i hageskål.

## Behandlingsforslag:

Elastikker, der er fastgjort til de terminale tænder, fungerer som klasse III-elastikker til den øverste bue. Med andre ord vil de have tendens til at åbne biddet ved at ekstrudere disse tænder. Det er derfor bedst at fastgøre elastikkerne på den forreste del af buen. Dette gælder især i klasse III-tilfælde, hvor præmaxillerne skal udvikles nedad og fremad ved et normalt vækstmønster.

Undertiden vil patienten svede overdrevent meget i de første tre dage, hvor denne har hageskålen på. Vævet tilpasser sig, og sveden ophører som regel. Forsøg ikke at afhjælpe problemet ved at bore huller i skålen for at skaffe luftcirkulation. Luften vil ikke cirkulere gennem hullerne, og patienten vil ikke kunne lide hagens plettede udseende, når skålen fjernes. Hvis sveden fortsætter, eller hvis patienten er allergisk over for akryl, er der stofindlæg til rådighed.

**VIGTIG PÅMINDELSE TIL LÆGER!** For at undgå risiko for øjenskader skal du sørge for at informere patienter og forældre om de rette sikkerhedsforanstaltninger ved anbringelse og fjernelse af anordningen. Advar også patienterne mod hårdhændet eller farefuld leg, mens anordningen er påsat.

**VARE****BEST.NR.**

<b>Protraktions-headgear og reservedele</b>	
Lille ansigtsmaske Stor ansigtsmaske	300-306 300-307
Lille Hickham Stor Hickham	300-308 300-309
Hovedrem til Hickham (begge str.)	300-312
Panderem og låsemøtrikker til ansigtsmaske (begge str.)	300-313
Låsemøtrikker til panderem (2/kg)	300-314
Beskyttelsesspidser af plast (10/kg)	300-316



**Great Lakes**<sup>®</sup>  
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA  
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626  
Great People. Great Products. **Great Lakes.**